

1. Produktname

NENKO Interactieve bubbelunit 200 x 15 cm

2. Artikelnummer

19780095

3. Farbe

Wie gezeigt.

4. Beschreibung

Blase-Einheiten sind in jedem Bereich "Snoezel" oder Snoezelhoek unerlässlich. Unser Blase-Einheiten sind:

- optisch ansprechende ändern, farbiges Licht
- Entspannung durch die Bewegung der Bläschen
- Entspannung durch die Hitze und die Vibrationen des Rohres
- wartungsfreundlich durch LED-Beleuchtung

Die Blase-Einheiten sind ausgestattet mit einem 12 Volt Transformator, LED-Beleuchtung und weiß, rechteckiger Grundfläche. 15 cm Durchmesser Rohr.

Werke auf interaktive NENKO Schalter Panel (separat zu bestellen).

Es gibt ca. 25-33 Liter Wasser in dieser Blase-Einheit.

5. Inhalt

- 1 X Spalte
- 1 X Basis
- 1 x Grundplatte mit Deckel
(ausgenommen Halterung für Blase Einheit)

6. Sinne-Stimulationen

Ansehen

7. Im Gebrauch nehmen

- Bevor die Blase-Einheit verwendet es getroffen werden kann muss auf einer festen Oberfläche nicht abfallend sein.
- Extrahieren die Blase Einheit mindestens.
- Überprüfen Sie füllen Sie ½ Liter destilliertes Wasser oder Schlauchanschluss und der Blase Gerät wasserdicht.

8. Technische Informationen

- Größe Blase Einheit: 200 x 15 cm
- Größe: 43 x 35 x 12,5 cm Basis





9. Installation

Die Blase-Gerät darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Blase-Einheit nicht umgestoßen.

Füllen Sie das Rohr bis zu einem Maximum von 40 mm vom oberen Rand.

Bitte beachten Sie! Beim Befüllen, sollte kein Wasser unter der Blase-Einheit.

Das Plexiglas-Rohr sollte nur mit einem feuchten Tuch (keine Reinigungsmittel verwenden!) gereinigt werden

Durch Verdunstung des Wassers ist es üblich, den Schlauch regelmäßig zum Nachfüllen.

Im Laufe der Zeit kann das Wasser bewölkt sein, das gesamte Rohr leer, machen ihn gründlich und wieder zu füllen.

Regulierung der Luftmenge

Auf der Rückseite der Blase Gerät gibt es eine Taste mit dieser Taste, das Luftvolumen ermittelt werden. Um die Luftblasen zu verringern, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn drehen um zu erhöhen die Bläschen. Dieser Knopf drehen würde schalten Sie die Blase-Einheit für längere Zeit, dann ganz heraus.

10. Mögliche Probleme Lösen

Trotz sorgfältiger Montage und Kontrolle können die Blase-Einheit zu verhindern ist nicht wasserdicht. Für die Inbetriebnahme der Blase Gerät auf Beschädigungen überprüfen. Die Blase-Einheit dürfen nur unter Aufsicht verwendet werden. Überprüfen Sie regelmäßig, dass kein Wasser aus der Blase Gerät läuft oder nach dem Rückschlagventil.

Der Hersteller haftet nicht für Wasserschäden, die vom Referat Blase verursacht wird.

Besitzer wie der original-Rechnung und die Seriennummer.

11. Verwandte Produkte (separat zu bestellen)

NENKO interaktive Schalter Panel-22009

Überprüfen Sie in Kombination mit Einsatz von Nenko wireless-Schalter Panel Ihre Farbe im Raum und Regel, dass Sie die Luftblasen aus der Blase sind.



Erstellen der Nenko Blase Einheiten, LED Leuchtstoffröhre, Lichtquelle für Faser-Spray, Tiefe Spiegel, LED-Kugel und LED Streifen interaktive durch diese Schalttafel.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

