



## 1. Name des Produkts

Baby wassermatratze 140x70x12 cm - bisonyl

## 2. Produktcode

20440002

## 3. Kurzbeschreibung

Entwickelt, um Druckpunkte zu reduzieren und Unruhe zu bekämpfen. Die sanfte Bewegung und der verteilte Druck des Wassers sorgen für eine bessere Körperhaltung. Ausgestattet mit einem waschbaren Teddybezug (Polyester), einem Bisonylbezug in einer Farbe Ihrer Wahl und einer Niederspannungsheizung (12V, 18W). Gewicht ungefüllt : 10 kg. Fassungsvermögen : ca. 30 Liter. Nur für den beaufsichtigten Gebrauch!

## 4. Inbetriebnahme

**ACHTUNG:** Verwenden Sie bei der Installation keine scharfen Werkzeuge/Gegenstände. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.

1. Ziehen Sie die Sicherheitsliner (optional) über das Schaumstoffpolster. Im Falle der Verwendung eines 2V/18W Heizelement, eine Sicherheitsliner wird aufgrund des Risikos nicht empfohlen von Kondenswasser.
2. Platzieren Sie das 12V/18W-Heizelement (optional) in der Sicherheitsliner in der Mitte des Schaumstoffkissens.
3. Schließen Sie den Reißverschluss des Sicherheitsliner; Das Kabel des Heizelements muss am Ende des Reißverschlusses herauskommen.
4. Legen Sie dieses Gerät in das Babybett.
5. Lassen Sie den Wassersack Raumtemperatur erreichen und legen Sie ihn in das Schaumstoffkissen (wenn Sicherheitseinlagen verwendet werden, legen Sie ihn fest ohne Falten / Knicke. Ziehen Sie es fest über die Matratzenkanten in den Ecken des Schaumstoffkissens.
6. Mit sauberem, gespültem Schlauch füllen, lauwarmes Wasser verwenden. Überfüllen Sie nicht! Füllungtiefe beträgt 5 cm, der gefüllte Wassersack sollte die gleiche Höhe wie der Schaumstoffrand haben.
7. Wir empfehlen, eine viertel Flasche Conditioner in das Wasser zu geben und dies jährlich zu wiederholen. An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Von Kindern fernhalten.
8. Überschüssige Luft und Luftblasen entlüften.
9. Legen Sie eine mit Vinyl überzogene Isoliermatte auf die Wassermatratze. Decken Sie das Ganze mit der Textilhülle ab.
10. Schließen Sie endlich das 12V/18W-Heizelement an.

### Temperatur-Informationen:

Das Heizelement der Baby-Wassermatratze ist ein 12 Volt / 18 Watt Gleichstromsystem. Temperatur wird bei ca. 28°C (je nach Raumtemperatur) gehalten. In der Regel ist eine Temperatur Es besteht keine Notwendigkeit für Kontrolle. Wenn die Temperatur zu hoch erscheint, kann die Heizperiode mit einer Standard-Zeitschaltuhr eingestellt werden. Wir empfehlen, den Timer auf ein Intervall von 6 Stunden einzustellen.

Textiler Bezug	Sicherheitsliner	Wassersack
Isolationsmatte	Schaumkissen	Heizungselement