



1. Produktname

Supersichere Faseroptik 100 Stränge x 200 cm

2. Artikelnummer

17905112

3. Beschreibung

Die ultimative Leuchtfaser-Sicherheit! Alle Leuchtfaserprodukte sollten nur unter Aufsicht verwendet werden. Erfordert eine Lichtquelle. Robust, hell und dauerhaft.

4. Inhalt

1 x Faser Optik Stränge

Eine Lichtquelle ist notwendig (nicht inklusiv). Dies muss separat erworben werden. Bitte lesen Sie auch die separate Anleitung für die Lichtquelle. Für zusätzliche Sicherheit haben die Enden der Drähte geschützte Spitzen.

5. Sinne-Stimulationen

Sehen

6. Sicherheit

Faseroptik-Produkte sind eine ständige Quelle der sicheren taktile und visuelle Stimulation. Jedoch verwenden sie immer nur unter professioneller Aufsicht. Obwohl es sicher ist, die Drähte entlang des Gesichts zu führen, stecken Sie sie niemals in den Mund.

Machen Sie die Faseroptikstränge reinigen regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch. Schalten Sie zuerst die Lichtquelle aus.

7. Installation

1. Entfernen Sie die Verpackungen und temporäre Anleihen die Fasern miteinander verbunden.
2. Schließen Sie die Faseroptikstränge zur Lichtquelle – legen Sie die Stränge (die Metallzylinder am anderen Ende der Leitungen) in das Tor (Metall Hohlzylinder) der Lichtquelle. Siehe auch die Bedienungsanleitung der Lichtquelle. Der Metallknopf ist 30 mm im Durchmesser, was bedeutet, dass diese Faser Spray Nenko allen Lichtquellen passt.

8. Im Gebrauch nehmen

Wenn man eine Lichtquelle mit Farbrad verwendet hat, schauen die Faseroptikstränge kontinuierlich Farben. Die wechselnden Farben sind visuell anregend und Konzentration zu fördern. Zur gleichen Zeit sind sie beruhigend und entspannend.





Die Faseroptikstränge bieten eine faszinierende taktile Stimulation. Einige Ideen für den Einsatz sind:

1. Befestigen Sie die Lichtquelle, beispielsweise an der Wand oder in einer gepolsterten Basis mit den Fäden nach unten für den Effekt eines Wasserfalls.
2. verteilen Sie die Drähte heraus und zeigt, die dass sie berührungssicher sind.
3. fan-die Tipps der Drähte heraus, um ein farbiges Licht auf die Hände oder Gesicht.
4. erstreckt sich die Drähte auf einer Matte und ließ eine Person es im Liegen oder sitzen.
5. Wickeln Sie das Kabel um das Bein oder den ganzen Körper.
6. weben die Fäden von einem Pullover, Schürze oder Net, das dann auf eine Person drapiert werden kann.
7. verwenden Sie das interaktive Faseroptikstränge mit drahtlose Funksteuerung.

9. Wartung

Faseroptik-Produkte bieten eine großartige visuelle und taktile Stimulation. Jedoch sollten diese Produkte immer unter Aufsicht von Erwachsenen konzentriert eingesetzt werden. Faseroptikstränge sind sicher, wenn richtig verwendet unter Aufsicht. Nenko kann keine Haftung nehmen für Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch dieses Produkts entstehen. Diese Faseroptikstränge sind etwas dicker als die standard-Faseroptikstränge.

Die Faseroptikstränge sind sauber mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.
HINWEIS: Stellen Sie sicher der Metallknopf nicht feucht. Trocknen Sie die Fäden gründlich vor Gebrauch. Hängen Sie die Faseroptikstränge nicht im Wasser.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

