



1. Produktname

Schaukelsitz mit Abduktion medium – komplett

2. Produktcode

72011065







3. Kurzbeschreibung

Wetter- und windabweisend und standardmäßig mit 5-Punkt-Fixierung geliefert, um sicher und sorglos schwingen zu können. Der Sitz besteht aus hochwertigem Polyethylen und ist mit Abduktion komplett vorgeformt. Enthält Seile und Clipverschlüsse. Für 2-Punkt-Aufhängung. Maximale Tragfähigkeit: 80 kg.

4. Wartung

- Die Wartung sollte bald nach der Installation und in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.
- Defekte Teile ersetzen – wir haben Ersatz.
- Bewegliche Teile überprüfen – insbesondere das orangefarbene Lager.
- Auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.
- Schrauben auf festen Sitz prüfen.
- Auf scharfe Kanten prüfen


5. Inhalt







Schaukelgestell ist nicht im Lieferumfang enthalten



6. Im gebrauch nehmen







Entfernen Sie die Fixierweste, wenn sie nicht verwendet wird

Sehen Sie sich das Video zur Installation auf der Website an.